



Lance Bolus universel – TUB-BOLUS

La solution efficace pour administrer les bolus quelle que soit leur taille !



« TUB-BOLUS » est le nouveau lance-bolus universel développé par nos experts VITAL CONCEPT.

Tout en inox, « TUB-BOLUS » est particulièrement solide. Sa forme coudée permet une administration aisée du bolus

« TUB-BOLUS » s'adapte à tous les bolus grâce aux deux joints fournis avec la lance.



Dévissez l'embout à l'extrémité du tube – placez le joint adapté au diamètre du bolus et revissez l'embout !

Pour l'administration de bolus, immobilisez l'animal au cornadis par exemple et relever lui la tête. Introduire « TUB-BOLUS » dans la gueule de l'animal et déposer le bolus à l'arrière de la langue

Mise à jour 06/2012

