

# FICHE TECHNIQUE

## Pistolet IA Quicklock - Blanc

### Avantages

Le pistolet d'insémination Quicklock Classic peut être utilisé avec toutes les sortes de paillettes et des gaines fendues ou non fendues.

La construction spéciale du tube garanti un positionnement exact de toutes les paillettes, de n'importe quel diamètre ou longueur. Le mandrin s'emboîte pour ne pas qu'il tombe.

Convient pour des paillettes de 0.25 et 0.5ml.

### Caractéristiques

Longueur : 45cm.

### Mode d'emploi

Fixation de la gaine :

Introduire tout droit le pistolet dans la gaine jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans la bague de fixation de la poignée.

Après l'insémination, la gaine est détachée de la bague de fixation en appuyant sur le petit bouton blanc.

Référence : 77003588

Fiche mise à jour le lundi 28 août 2023 à 14h25



VITAL.COM  
CONCEPT

VITAL CONCEPT  
80 rue Arthur Enaud - ZI de Très Le Bois  
CS 60362 - 22603 LOUDÉAC CEDEX

0 801 800 100

Service & appel  
gratuits